



INNOWALK

Op, stå og bevæg dig

Forbedret
livskvalitet!



made for
movement

Authorized
Distributor

OP, STÅ OG BEVÆG DIG


Børn bevæger sig normalt til stående stilling i 9 - 12 måneders alderen. En opretstående stilling med muligheden for bevægelse har stor indflydelse på barnets fysiske og psykologiske udvikling.

Muligheden for at bevæge os er noget, som de fleste af os tager som en selvfølge. Mennesker med funktionelle handicap har dog begrænsede muligheder for selvstændig bevægelse, og de lider under følgerne af stillesiddende adfærd. Det kan være personer med diagnoser som cerebral parese, syndromer, rygmarvsbrok og traumer.

- Innowalk er et banebrydende, dynamisk motoriseret hjælpemiddel, som tilbyder fysisk og psykisk velvære ved at give muligheden for fysisk aktivitet. Selvstændig evne til at stå eller gå er ikke nødvendig for at kunne bruge Innowalk.
- Assisterede, guidede og gentagne bevægelser i en oprejst, vægtbærende stilling stimulerer den motoriske funktion og mindsker risikoen for negative helbredsmæssige konsekvenser.
- Innowalk er specialfremstillet til at muliggøre bevægelse for personer med funktionsnedsættelser. For sikker brug har Innowalk en automatisk afbrydelse af motoren i i tilfælde af at brugeren får en muskelspasme.

Innowalk er en effektiv 3-i-1-enhed til at sidde, stå og bevæge sig i. Den giver mulighed for sikker og komfortabel bevægelse i opretstående stilling.






SOCIAL INTERAKTION deltagelse og kommunikation i øjenhøjde med andre jævnaldrende.



TRYKSÅR forebygges igennem trykaflastning og øget blodgennemstrømning




RESPIRATION & CIRKULATION stimuleres positivt i opretstående stilling og under aktivitet



AT STÅ AKTIVT er en fysisk aktivitet med lav intensitet



MAVE -TARM SYSTEMET stimuleres positivt, mens man er i en aktiv stående stilling



AKTIV UDSPÆNDING AF MUSKLER OG LED forebygger kontrakturer og deformiteter, samt reducerer muskeltonus



MENTALE SANSEINDTRYK stimuleres positivt, mens man er i en aktivt stående stilling



KNOGLE VÆGST stimuleres og udvikles gennem god ernæring, vægtbæring og muskelaktivitet

Forskning har bevist, at der er flere fordele ved aktiv stående stilling

Nyere forskning viser betydelige sundhedsmæssige fordele for mennesker med CP, når stillesiddende adfærd erstattes med let fysisk aktivitet. (Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)

INNOWALK STØRRELSER



Innowalk Extra Small

Brugerhøjde: 80-120 cm
Brugervægt: max 35 kg

Produkt specifikation

Bredde	63 cm
Længde	95 cm
Højde	140 cm
Vægt	27,5 kg



Innowalk Small

Brugerhøjde: 110-145 cm
Brugervægt: max 55 kg

Produkt specifikation

Bredde	76 cm
Længde	150 cm
Højde	210 cm
Vægt	100 kg



Innowalk Medium

Brugerhøjde: 130-165 cm
Brugervægt: max 75 kg

Produkt specifikation

Bredde	76 cm
Længde	150 cm
Højde	210 cm
Vægt	111 kg



Innowalk Large

Brugerhøjde: 150-190 cm
Brugervægt: max 95 kg

Produkt specifikation

Bredde	76 cm
Længde	170 cm
Højde	210 cm
Vægt	118 kg

TILGÆNGELIGT TILBEHØR

Nakkestøtte (S, M, L)

- Gir ekstra støtte til hoved



Tilpasset hovedstøtte

- Kan justeres efter individuelt behov



Håndtag til bevægelse af arme

- Behagelig armbevægelse
- Kan bidrage til bedre stabilitet
- Stærkere arm- og hånd funktion



Display

- Antal skridt
- Tid
- Fart



Skulderstopper

- Gir støtte til overkrop



Bord

- Super til leg og aktivitet
- Stimulere til social interaktion med andre børn
- Giver støtte for hænder og arme og bedre stabilitet
- Øger følelsen af tryghed



Hoftestøtte med positionsbælte

- Forebygger asymmetri



Anti-overstræk

- Forebygger overstræk af knæled





AFTERCARE

- Opfølgning – service -

Vores faglig dygtige hjælpemiddelskonsulenter; deler viden, rådgiver og motiverer både brugere, assistenter og terapeuter.

De sørger for, at vores skræddersyede hjælpemidler tilpasses korrekt og følger op på den enkelte bruger for maximal effekt.



MØT Jonathan!

Jonathan er en ung mann på 26 år med nedsatt funksjonsnivå som følge av en tumor som har gitt varig skade på hjernen. Han har selvstendig sittefunksjon og kan stå med hjelp av støtte.

Jonathan liker seg godt i Innowalk og er motivert for å bevege seg i den. De som er rundt ham opplever at humøret hans blir bedre når han er i mer aktivitet, og han blir også mer motivert for andre aktiviteter enn Innowalk. Det er ønskelig å bruke hjelpemidlet så ofte som mulig. Med aktivitet i Innowalk observeres det mindre ødemer i beina, kroppsvekten blir mer stabil, samtidig med at mage- og tarmfunksjonen fungerer bedre. Motorisk funksjon er noe varierende pga. svingende almenntilstand, men i periodene hvor Jonathan er i dårlig form, er aktiviteten i Innowalk det eneste som fungerer og dermed en viktig bidragsyter for å redusere tapet av selvstendig funksjon.

“ I perioder hvor Jonathan er i dårlig form og mindre opplagt, er han lite mottakelig for trening og aktivitet. Det eneste som fungerer godt er treningen og aktiviteten han får i Innowalk. Vi som er rundt ham opplever at han blir mer opplagt, smiler og gir uttrykk for velvære. ”

FYSIOTERAPEUT,
STIFTELSEN RADARVEIEN

MØD LUDVIG!

Ludvig er en 6 år gammel dreng, der er blevet diagnosticeret med cerebral parese, GMFCS V. Hans forældre håber på, at han i fremtiden vil være i stand til at bevæge sig mere uafhængigt ved hjælp af hjælpemidler. Efter brug af Innowalk har han nået flere milepæle på vejen, som da han i vinters var i stand til at opfylde sit store ønske om at være med på ski og skøjter uden at få forfrysninger!

“ Innowalk giver en allround træning med god støtte, noget som intet andet hjælpemiddel kan give. Ludvig elsker at træne i sin Innowalk; han er stolt og strækker sin krop på en måde, som han aldrig gør under andre former for terapi. Man kan mærke, at han føler sig mere uafhængig i Innowalk, og selv om han er spændt fast, føler han sig ikke begrænset. ”

LUDVIG'S MOR



MØD ADA!

Ada er en 4 år gammel pige, som blev født 3 måneder for tidlig og har cerebral parese, funktions niveau GMFCS IV.

For hendes forældre har det været vigtigt at stimulere hende i en aktiv stående stilling, med vægtbæring og bevægelse. Målet har været, at Ada skulle opbygge sin kropsstyrke og stabilitet, hvilket vil give hende muligheden for øget aktivitet og social interaktion.

“ Personalet i børnehaven er gode til at integrere hendes træning i Innowalk med aktiviteter sammen med andre børn. Ada elsker at stå i Innowalk. ”

ADA'S MOR

Du er velkommen til at kontakte
os for yderligere oplysninger

 + 45 86 78 99 33

 mail@iaid.dk

 www.iaid.dk

 **made for
movement** | Authorised
Distributor